

Manual



Ai08

Beauty your life



PRINCIPLE

IPL photon hair removal uses a specific wavelength, the light penetrates the epidermis reaches the straight skin layer, absorbs a lot of photons to generate heat, and is selectively absorbed by the melanin in the hair follicle. The temperature of the hair follicle rises rapidly destroying the hair follicle, and the photons absorbed by the surrounding tissue are not affected. Injury, the growth of hair is delayed or even completely stopped in a short period of time, so as to achieve the purpose of permanent hair removal. Similarly, it can restore the original elasticity of the skin, eliminate or reduce wrinkles, and reduce pores. Improve skin texture, complexion and firm skin.

HAIR REMOVAL

Using the penetration of strong pulses, it directly reaches the hair follicles, causing the hair follicles to generate instant high temperature, causing the hair follicles to be damaged, and the hair growth rate is slowed down to achieve the effect of hair removal.

PHOTO REJUVENATION

For abnormal pigmentation or abnormal skin blood vessels, photorejuvenation phototherapy uses IPL (strong pulse light) to improve the elasticity of the skin and make the skin look younger. This is due to the IPL promoting the synthesis of collagen in the skin and making the skin look fully elastic and shiny.

PDT

In the process of PDT (photodynamic therapy) treatment of acne, IPL is used as a light source to activate substances to shrink the sebaceous glands.

ABNORMAL SKIN AND BLOOD VESSELS

As other laser treatment methods, IPL can also effectively treat vascular structure abnormalities and skin vascular lesions such as flush tubes.

1

A LOT OF ACNE AND PIMPLES

During the treatment of IPL, a compound porphyrin produced by acne bacteria will appear. When porphyrin absorbs light with a wavelength of about 400 nm, free radicals will be generated, causing damage to acne bacilli. IPL is also effective in treating acne scars.

ABNORMAL SKIN PIGMENTATION

IPL has a significant therapeutic effect on various types of pigmentation abnormalities such as scars, freckles and age spots. Compared with other laser treatments, IPL treatment produces less scabs, so you can apply makeup or wash your face on the day of treatment.

	Laser	IPL
Wavelength	Single wavelength	Many different wavelengths
Treatment	Treatment of 1-2 skin injuries	Treatment of multiple skin injuries
Recovery Time	About 1 week	No recovery time
Pain	Local or general anesthesia	No anesthesia
Side effect	Pigmentation	No side effects
Effect	Effective	Without repeated treatment

NO PAIN AT FREEZING POINT

Ice sensation and hair removal go hand in hand, and enjoy the new ice sensation for painless hair removal.

9-SPEED ENERGY ADJUSTMENT

Adjust the gear according to the state of the skin and hair to remove hair safely and comfortably.

LCD LIQUID CRYSTAL DISPLAY

You can enjoy the beauty salon-grade hair removal at home with a glance at the remaining light-emitting times through the digital display.

2

PRODUCT DESCRIPTION

multifunctional hair removal device (hereinafter referred to as hair removal device) is an innovative beauty product. The hair removal instrument has functions of hair removal, skin rejuvenation and acne removal, and adopts intelligent pulse light irradiation technology, which integrates multiple applications of optical technology in the field of beauty and health. It is one of the most professional and practical products in this field.

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

The design of OSENYUAN hair removal instrument is always based on the customer's comfort and safe use. It is manufactured under the highest quality standards. Before using the product, please read and understand all instructions and precautions.

APPLICABLE PEOPLE

Hair Removal Device is an over-the-counter device suitable for men and women to remove excess hair.

APPLICABLE SKIN COLOR

Black skin is prohibited.

Please use the brown skin from the smallest level, and adjust it to the corresponding field according to your skin's ability to adapt to the pain.

3

SAFETY PRECAUTIONS

CONTRAINDICATIONS

The use is prohibited in the following situations:

Children and elderly people, local or systemic inflammation; people with photosensitive skin and people who are using photosensitive drugs, users of afferent medical electronic devices such as heart pacemakers, artificial heart and lung and other life-sustaining devices may cause electronic medical treatment Incorrect operation of the device.

MATTERS NEEDING ATTENTION

1. Pregnant women, under 11 years old, black moles, tattoos, etc. are not recommended. It is not recommended to use sunbeds or sunbeds and sunless tanning products. If you are not sure whether your skin is tanned or sunburned, we recommend waiting a day before using it.

2. Do not use tattoos, dark brown and black spots, these parts may absorb a lot of light and cause skin discomfort.

3. It is forbidden to use around the ears, neck, nipples, genitals or anus. These parts of the skin are sensitive and vulnerable to damage.

4. Do not stay in the same position for too long, or emit light multiple times in one position, which may generate too much heat and make the skin uncomfortable.

If the skin is red and swollen after use and lasts for more than 24 hours, please suspend the use, please contact the doctor or consult customer service.

SAFETY WARNING

1. There is high voltage in the hair removal instrument, and it is strictly forbidden to disassemble it without permission.

2. When using the epilator, please do not cover the vents.

3. The hair removal device must not get wet or water.

4. It is forbidden to use the epilator when the plug or power cord is damaged.

5. It is forbidden to operate the epilator in flammable and explosive environments.

SAFE OPERATION SPECIFICATIONS


1. During flash output, it is forbidden to point the bald head at the fragile parts such as the eyes. Wear goggles when using.

2. Before using this product, please remove all metal objects carried on the body, such as ring bracelets, etc., so as not to cause equipment failure.


3. Please operate in a place away from children. After use, it should be placed in a place where children can't reach it.

4

BUTTON FUNCTION INTRODUCTION



DISPLAY INTRODUCTION



5

LCD DISPLAY	FEATURES	PARAMETER
HR	Hair removal	60000 flashes
SC	Skin rejuvenation	
RA	Acne removal	
AUTO	ICE Cool	
☼	Automatic mode	/
1-9	Intensity display	1-9
888888	remaining times	/
☼	Function switch button, it can switch between "HR" "SC" and "RA"	
☼	Long press for 2 seconds to turn on/off, short press to turn on/off IEC	
+	Gear Switch, 1st-9th	

SKIN SENSITIVITY TEST


If you are using this product for the first time, perform skin sensitivity test according to the following requirements:

- Turn on the computer according to the following steps.
- Select the gear 1st gear or 2nd gear.
- Operate the selected skin area according to the operation instructions and precautions.
- After 30 minutes of skin test, check the skin reaction.
- If the skin of the test site is normal, you can continue to use it. If there is abnormally, please stop using it.

6

STEPS FOR USAGE

- Before use, please shave the hair off the hair removal area, clean and wipe it. Make sure that the hair follicles under the skin can absorb the energy to the maximum to achieve the best hair removal effect.
- Connect the power adapter, turn on the power, and wear the exclusive goggles equipped with the product. The backlight of the epilator display is on, and the display status is "OFF".



- Press and hold the touch button "on/off/ice cool" for 2 seconds, the hair removal instrument starts, refer to the previous "display introduction" to confirm the current working status
- Press the "function switch" touch key, when the screen displays HR, enter the hair removal mode
- The machine is equipped with 1-9 gears. Short press the "+" touch key to adjust the intensity of light wave. For the first time, please use it from the 1st gear. Strengthen the gear according to your own experience. The higher the gear, the better the effect.

7

6. Light setting

Manual light setting (applicable to hair removal in small areas)  
By default, the hair removal instrument starts by manual light emission. Press the flash emission button once to emit light once.

Sliding light setting (applicable to large area hair removal)

After the hair removal device is turned on, press and hold the flash emission button, the hair removal device switches to sliding light, and the "AUTO" on the display will blink continuously. You only need to make the lamp head close to the skin vertically, and the hair removal device will automatically emit light.

7. Close the lamp head to the part where hair removal is needed and use it vertically

(1) When the hair removal device is in manual light output mode, wait for the three touch buttons to flash, press the flash emission button to emit flash, the hair removal area of the lamp cover is completed, the lamp head moves to the next hair removal area, and close to the skin, wait three The touch buttons start to flash, press the flash emission button to emit flash, and cycle in sequence, it is recommended to irradiate each part 2-3 times.

(2) When the hair removal device is in the sliding light mode, long press the flash emission button, a flash will be emitted, and the area covered by the lamp head is depleted. The lamp head moves to the next hair removal area and is close to the skin. It is recommended to irradiate each part 2-3 times.

Tips: In sliding light mode, the lamp head fully adheres to the skin, and it can flash continuously for 8 seconds when the lamp head slides.

8. If you want to use the ice pack function, simply press the "Switch On/Off button", the ☼ will appear on the display, press the "Switch On/Off button" again, the ☼ on the display will disappear. Then turn off the ice pack function.

9. After use, press and hold the "switch on/off button" for 2 seconds to turn off, the epilator is in the power-on state, no action for 5 minutes, and automatically shut down.

10. Unplug the adapter, and then remove the adapter from the power base.

8

11. After ten minutes, after the surface of the lamp cap has cooled down, wipe the light window of the lamp cap with a non-alcoholic wipe or soft paper towel.

12. After cleaning, put the epilator and adapter back into the packaging box, place the epilator in a ventilated and dry place, and keep it out of the reach of children.

13. Care for the skin in the light-receiving area.

20 minutes after the end of hair removal, moisturizing skin care products can be used to repair the hair removal area. If there is discomfort, cold compress for 30-60 minutes until the skin does not feel burning.

NOTE

1. After removing hair, apply aloe vera gel or similar moisturizing cream to the hair removal area. Do not use harsh cosmetics immediately.

2. Be sure to clean the treatment area before hair removal. It is recommended to wash the skin with cold water. Do not touch the water within 2 hours after the operation. Do not sunbathe, warm water bath, steam bath, etc. within 48 hours.

3. Avoid exposing the hair removal site to strong sunlight within 2 hours after hair removal and apply sunscreen before outdoor activities. It is recommended to operate at night.

4. Do not swim in the disinfected swimming pool within 48 hours after hair removal.

5. Do not press the trigger button continuously, just press it once. It is recommended to irradiate each part 2-3 times. (The area of the skin where the entire lamp head is in close contact is one place).

6. The continuous working time of the machine should not exceed 25 minutes. If the hair removal area is relatively large, it can be divided into several times (the power should be turned off after 10 minutes, and you can continue to use it after 10 minutes of rest)

9

取扱説明書



Ai08

クール機能脱毛器



原理

IPL(インテンズ/ライト)の光線は特定の波長を利用し、光の照射が表皮を突き抜け、真皮層まで浸透します。毛包にあるメラニン色素が大量の光エネルギーを吸収し、毛包の温度が急遽上昇し、毛包が破壊されます。体毛は急速に成長が滞り、ついには成長を止めます。これにより永久脱毛を実現できます。同時に肌の弾力が回復します。腫がなくなったりまたは腫が小さくなり、毛穴も小さくなります。肌の張り及び肌色よくなり、肌引き締まります。

脱毛

IPLを照射することで、光エネルギーが毛包まで浸透し、毛包の温度が急遽上昇し、毛包を破壊します。体毛の成長が遅くなり、脱毛が実現します。

光スキンケア

色素沈着異常や皮膚血管異常に対して、光スキンケア治療法はIPL(インテンズ/ライト)を利用して、肌の弾力を改善し、肌を若々しくします。これはIPLが皮膚の中でコラーゲンの合成を促進し、肌に弾力が戻り、肌の血色がよくなるからです。

PDT(光線力学療法)

PDT(光線力学療法)は、ニキビを治療する過程で、IPLが光源として皮膚を活性化させ腫瘍を縮小させます。

皮膚血管の異常

レーザー治療以外の別の治療手段として、IPLは血管異常などの血管の病理変化を効果的に治療します。

1

大肌ニキビ

IPLの治療中にニキビの細菌からポルフィリンが発生します。ポルフィリンが波長が約400nmの光を吸収すると、活性酸素の一種フリーラジカルが発生し、ニキビのバチルス菌にダメージを与えます。この作用のおかげでIPLはニキビ治療にも効果があります。

皮膚色素沈着異常

IPLは傷跡、そばかす、老人性シミなど、様々な色素沈着異常に対して非常に有効な治療効果があります。他のレーザー治療と比較してもIPL治療の場合、かきさらができていなくても、治療した当日に化粧をしたら腫れが治りますことができます。

	レーザー	IPL
波長	単波長	波長が変化する
治療	1-2回分の皮膚治療が可能	同時に複数の皮膚治療が可能
回復時間	約一週間	治療後すぐに回復
痛み	局部麻酔または全身麻酔が必要	麻酔は不要
副作用	色素の沈着	副作用はない
効果	効果がある	繰り返して治療する必要はない

冷感効果

冷感と脱毛を同時に行い、新しい冷感無痛脱毛を楽しめます。

9段階調整

肌色及びムダ毛の状況により出力レベルを調整し、気楽に安全脱毛ができます。

照射回数指示

LCD(液晶ディスプレイ)に残りの照射回数が表示されるので便利です。

家庭で安心してエステ並みの脱毛をお楽しみいただけます。

2

商品紹介

多機能健康脱毛器(以下「脱毛器」と略)は革新的な美容製品でこの脱毛器は脱毛、スキンケア、ニキビ除去の機能を持ち、IPS(インテンズ/ライト)と呼ばれる光照射技術を採用し、また美容健康分野で用いられる多くの光学技術を応用し、この分野で最も専門的で実用的な製品のひとつです。

ご使用になる前に取扱説明書をよくご覧下さい。

脱毛器の設計は、お客様の快適さと安全な使用を前提として、最高品質基準で製造されています。製品をご使用になる前に全ての説明事項及び注意事項をご覧下さい。

脱毛器使用に適した人

脱毛器による脱毛は医療行為ではないので、医師の許可が必要ありません。むだ毛処理に悩む多くの男性及び女性ご利用できます。

脱毛器使用に適した肌の色

黒い肌(真っ黒)に日焼けした肌の方は使用できません。少し日に焼けた程度の方はまず最小出力レベルから使用を開始して下さい。痛み具合により、出力レベルを調整して下さい。

3

安全上の注意

一、次のような方は使用しないで下さい。

- 妊婦及び高齢者。
- 局部または全身に炎症のある方。
- 光線過敏症の方及び現在皮膚科治療の薬を使用されている方。
- ペースメーカーなどの体内植込医療機器を使用されている方。
- 人工臓などの生命維持医療機器を使用されている方。
- 心電計などの装着型の電子医療機器を使用されている方。電子医療機器の誤差動作を引き起こす可能性があります。

二、注意事項

- 妊娠中の方、11歳未満の方は使用しないで下さい。
- ほくろや刺青がある部位及びその周辺は使用しないで下さい。
- 日光浴をした後や日焼けマシーンを使用した後は使用しないで下さい。また日焼けクリームを使用している方は使用しないで下さい。日焼けをした後かまたは日焼けによる皮膚の損傷があるかどうかははっきりしない場合は一旦様子を見てから使用することをお勧めします。
- 射撃や打撃色などは目の周辺にある部位には使用しないで下さい。こうした部位は大量の光エネルギーを吸収し皮膚を傷めます。
- 目と周囲部位の使用が禁止、目や口の部位を使用する時、低レベルと低頻度がお勧めです。

6. 脱毛器は照射時に長時間照射しないで下さい。また同じ部位に連続して照射しないで下さい。このような照射すると大量の熱が発生し皮膚を傷めます。やけどの恐れがあります。

※ご使用後、皮膚が炎症を起こし赤くなり、炎症が3時間以上続く場合は一旦使用を停止し、速やかに病院で診察してもらった後はサービスセンターまでご連絡下さい。

三、安全上の注意


- 脱毛器本体の中は高電圧です。絶対に分解しないで下さい。
- 脱毛器を使用する時、電源は必ず切断しないで下さい。
- 電源の少ないところに保管しないで下さい。
- プラグや電源コードが破損した場合は脱毛器を使用しないで下さい。
- 燃えやすい物や可燃物や可燃物の近くで使用しないで下さい。

使用上の注意

- ご使用の際、目などに光を向けしないで下さい。必ず保護眼鏡を着用して下さい。また、保護眼鏡を着用しても、光を直接はきないように注意して下さい。
- 本製品を使用する前に、故障を防ぐために、身につけている眼鏡やプラスチックなどの金属品を外して下さい。
- 子供がいないところで操作して下さい。使用後は子供の手の届かない場所に保管して下さい。


4

BODY PARTS




12

製品詳細



5

ディスプレイ表示の説明



液晶ディスプレイの記号	機能	パラメーター
HR	脱毛	60万発
SC	スキンケア	
RA	ニキビ除去	
☼	冷却ケア	
AUTO	自動(連続)照射モード	
数字1-9(大文字)	照射レベル表示	1-9(大段階レベル)
六桁の数字(小文字)	残り照射回数	/

皮膚の敏感度テスト

はじめてご使用になる方は、脱毛したい部位を少しだけ選び、下記の手順に従ってテストを行ってください。

- モードは使用目的に応じて切り替えて下さい。ディスプレイに「HR」と表示されると脱毛モードになります。
- 照射レベルを1または2にしてください。
- 照射レベルを1または2にしてください。
- 操作手順及び注意事項に従い、照射して下さい。
- テストの30分後に皮膚の反応の色をチェックして下さい。
- 照射した部位に異常がなければ、継続して使用できます。異常があれば使用しないで下さい。

6

脱毛器の使用手順

脱毛器を使用中は必ず保護眼鏡(サングラスなど使用可能)を付けて下さい。

- 脱毛器をご使用になる前に、まず脱毛する部位の体毛を剃って下さい。次に剃った部分をよく洗い、乾かして下さい。これにより皮膚の毛包の吸収量が大きくなり、脱毛効果が高まります。
- ACアダプターを本体のソケットに差し込み、付属された電源ケーブルを付けて下さい。ACアダプターを本体に差し込み、プラグが点灯し、「OFF」と表示されます。



3. 電源ボタンを2秒押しすると本体が起動します。お使いになる前にディスプレイの切替モードの状態を確認して下さい。

4. モードは使用目的に応じて切り替えて下さい。ディスプレイに「HR」と表示されると脱毛モードになります。

5. 照射レベルは九段階まで調整可能です。右のボタンを短く押すレベルを調整できます。

初めてご使用になる方は必ず「1」(一番弱いレベル)から始めてください。以降はご自身の皮膚の様子を見ながらレベルを上げて下さい。レベルを上げるほど効果が大きくなります。

7

Thank you very much for purchasing laser hair removal. Hope our products and services will make you satisfied.

6.照射設定  
 (1)手動照射モード(小範圍の脱毛に適しています)  
 脱毛器に電源を入ると、自動的に手動照射モードになります。照射ボタンを一回押すと一回照射されます。  
 (2)自動照射モード(広範囲の脱毛に適しています)  
 脱毛器に電源入れた後、照射ボタンを長押しすると、ディスプレイ「AUTO」が表示され、自動照射モードに切り替わります。ヘッドを照射部位に垂直で肌に密着させると、照射が自動的にスタートされます。  
 7.照射面を照射部位に垂直に密着するように当てて下さい。  
 (1)手動照射モードの場合  
 まずライトが点滅するのを待って下さい。ライトが点滅したら、照射ボタンを押し、照射して下さい。照射が完了したら、次に脱毛したい場所に脱毛器を当てて下さい。また照射ボタンを長押しすると照射が開始されます。その後は同じように照射を続けて下さい。一つの部位につき2~3回の照射がお勧めです。  
 (2)自動照射モードの場合  
 照射ボタンを長押しすると、照射が開始されます。照射が完了したら、次に脱毛したい場所に脱毛器を当てて下さい。また照射ボタンを長押しすると照射が開始されます。その後は同じように照射を続けて下さい。一つの部位につき2~3回の照射がお勧めです。自動照射モードで脱毛を密着させ、照射面を動かしながら使用する場合、連続秒間照射ができます。  
 8.電源ボタン/クールボタンを押すと、ディスプレイ\*が点滅します。クールモードになります。  
 9.照射完了後、電源ボタン(クールボタン)を2秒間長押しすると電源が切れます。また、電源が入った状態で5分間何も操作しなければ、自動的に電源が切れます。  
 10.電源がOFFになったら、プラグからACアダプターを抜き、脱毛器本体からACアダプターのコードを外してください。  
 注：使用直後はヘッドの照射面に触れないで下さい。やけどの恐れがあります。

8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	----	----	----	----	----	----



<p><b>安全注意事項</b></p> <p>一、禁忌症          有下列情况禁止使用:          儿童及高齢者、局部或全身炎症;光敏性皮肤及正在使用光敏性药物的人群、心脏起搏器等体内植入式医疗电子机器、人工心肺等维持生命装置的使用者,可能会引起电子医疗设备的错误操作。          二、注意事项          1.孕妇、未滿11岁、黑痣、纹身等不建议使用。          日光浴或使用日光床、及使用免晒型美黑产品者不建议使用,如果不确定皮肤是否被晒黑或晒伤,我们建议等待一天再用。          2.纹身、有深棕色及黑色斑点部位不要使用,这些部位可能吸收大量光能导致皮肤不适。          3.耳朵、脖子、乳头、生殖器或肛门周围部位禁止使用,这些部位皮肤比较敏感,易受损伤。          4.脱毛仪不要在同一位置停留时间过长,或者一个位置多次出光,这样可能会产生过多的热量易使皮肤不适。          如果使用后续皮肤红肿并持续24小时以上请暂停使用,请联系医生或者咨询客服。          三、安全警告          1.脱毛仪内有高压,严禁私自拆卸。          2.脱毛仪使用时,请不要盖住通风口。          3.脱毛仪不能受潮或进水。          4.插头或电源线破损时禁止使用脱毛仪。          5.禁止在易燃易爆环境中操作脱毛仪。          四、安全操作规范          1.在闪光输出时,禁止将光对准眼睛或脸部,使用时需佩戴护目镜。          2.在使用本产品前,请取下身上携带的所有金属物品,如戒指手镯等,以免引起设备故障。          3.请在远离儿童的地方进行操作,使用后应放置在儿童接触不到的地方妥善保管。</p>
---

11.十分後、照射面の熱が冷めたら、アルコール成分を含まないウエットティッシュや柔らかいティッシュなどで照射面をきれいに拭いて下さい。  
 12.クリーニングが完了したら、脱毛器を箱に戻し、風通しが良く湿気がなく、且つ子供の手が届かない場所で保管してください。  
 13.脱毛後のお肌のお手入れ  
 照射を続えて20分後保湿ローションなどを使い照射部位に潤いを与えて下さい異常が生じた場合は30分から1時間ほど部位を冷やして下さい。

#### 注意事項

①脱毛後、脱毛した部位にアロエジェルまたは保湿クリームを使用して下さい。また脱毛後すぐに刺激性のある化粧品は使用しないで下さい。  
 ②脱毛する前に脱毛部位をよく水で洗って清潔な状態にして下さい。脱毛後2時間以内は脱毛部位を水で濡らさないで下さい。脱毛後48時間以内は日光浴、温泉、サウナなどは控えて下さい。  
 ③脱毛後の2時間以内は脱毛部位を強い日差しに晒すのを避けて下さい。屋外に出る場合は日焼け止めクリームを塗って下さい。夜に脱毛を行うと効果的です  
 ④脱毛後の48時間以内は消毒済みのプールで泳がしないで下さい。  
 ⑤同じ部位に2~3回照射して下さい。ただし、同じ部位に連続照射はお勧めできません。  
 ⑥脱毛器は25分以上連続して使用しないで下さい。脱毛範囲が広い場合、数回に分けて行って下さい。10分ごと使用に2回したら、一度電源を抜き、10分後に使用することをお勧めします。  
 ⑦脱毛器は25分以上連続して使用しないで下さい。脱毛範囲が広い場合、数回に分けて行って下さい。10分ごと使用に2回したら、一度電源を抜き、10分後に使用することを勧めします。  
 ⑧脱毛器は25分以上連続して使用しないで下さい。脱毛範囲が広い場合、数回に分けて行って下さい。10分ごと使用に2回したら、一度電源を抜き、10分後に使用することを勧めします。  
 ⑨脱毛器は25分以上連続して使用しないで下さい。脱毛範囲が広い場合、数回に分けて行って下さい。10分ごと使用に2回したら、一度電源を抜き、10分後に使用することを勧めします。  
 ⑩電源がOFFになったら、プラグからACアダプターを抜き、脱毛器本体からACアダプターのコードを外してください。

注：使用直後はヘッドの照射面に触れないで下さい。やけどの恐れがあります。

8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	----	----	----	----	----	----



<p><b>重煥干净与美丽</b></p> <p><b>原理</b>          IPL光子脱毛利用特定波长,光照穿透表皮,直达真皮层,吸收大量光子产生热量,选择性地将毛囊中的黑色素所吸收,毛囊温度迅速升高,将毛囊破坏,周围组织吸收的光子不受损的,毛发在短期时间内生长延缓甚至完全停止,从而达到永久脱毛的目的,同理可恢复皮肤原有弹性、消除或减轻皱纹、缩小毛孔、改善肤质,肤色,紧致肌肤。</p> <p><b>优点</b>          利用强脉冲光的穿透性,直达毛囊,让毛囊产生期间的高温,让毛囊遭到破坏,毛发增长速度减慢,达到脱毛效果。</p> <p><b>光子嫩肤</b>          对于色素沉着异常或面部血管异常,光子嫩肤光子疗法运用IPL(强脉冲光)改善皮肤的弹性,使皮肤看起来年轻,这得益于IPL促进胶原蛋白在皮肤中的合成,使肌肤看起来弹性十足并富有光泽。</p> <p><b>PDT</b>          在PDT(光动力疗法)治疗痤疮的过程中,IPL作为光源用以激活物质来缩小皮脂腺。</p> <p><b>皮肤血管异常</b>          作为其它激光治疗手段,IPL也可有效治疗血管结构异常和冲管等皮肤血管病变。</p>
--

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

#### 使用サイクル

毛包は一定の成長サイクルがあるので、短期間使用しても永久脱毛は実現しません。1回のサイクルは2ヵ月からの月で、長期間続けなければ効果は現れません。

**1ヵ月目(3〜5日に1回使用)**  
 照射の後、毛包が縮み始め、ムダ毛は徐々に柔らかく薄くなる。  
**2ヵ月目(1週間1回使用)**  
 照射されたムダ毛は成長が遅くなり、量ははっきりと減ります。

**3ヵ月目(半月1回使用)**  
 定期的に照射された毛根は抜け落ち、皮膚の質もよくなり、お肌がすべすべになります。  
**4ヵ月目(月に1回使用)**  
 96%の体毛は成長を止め、永久脱毛が実現され、すべすべのお肌になります。


注意：一部の部位に関しては永久脱毛が達成されるまで半年から一年に渡って引き続き脱毛器を使用して下さい。

#### モードの切替

①脱毛器の使用手順に従ってディスプレイの操作を行って下さい。  
 ②冷却モード(電のマーク)  
 電源ボタン(真ん中のボタン)を押すと、ディスプレイに電のマークが表示されます。  
 ③脱毛モード、スキニングモード、ニキビ除去モード  
 モード切替ボタン(左のボタン)を押すと、HR(脱毛モード)、SC(スキニングモード)、RA(ニキビ除去モード)に切り替えます。

**三つの機能(脱毛機能・スキニング機能・ニキビ除去機能)の使用上の注意**  
 同じ部位には一日一つの機能しか使用できません。同じ部位に別の機能をご使用にしたい場合は一日置いてから行って下さい。

8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	----	----	----	----	----	----




#### 小面積部位に脱毛

この脱毛器には円形と角型のランプヘッドが付属されています。指などの小面積部位に脱毛ができます。ライトヘッドを本体の照射面に置くだけで、自動的に本体に吸着し、そのまま使用できます。

光源タイプ	パルス光	入力	100〜240V,50〜60Hz、48W
照射面積	4cm <sup>2</sup>	操作ボタン	凸面ボタン
本体サイズ	203*66*42mm	パッケージの寸法	256*256*51mm
総重量	1.1Kg	使用環境	温度20〜60℃
本体重量	0.3kg	本体のアフターサービス	保証期間はお買い上げ日より一年間

現象	考えられる原因	対処方法
ディスプレイが表示されない	1、電源の少ない状態で使用中 2、電源ボタンを長押ししていません	電源ボタンを押し少し力をいれて下さい 電源ボタンを押し少し力をいれて2秒以上長押しして下さい
電源が入らない	接触不良。	コードを一度全部取り外し、もう一度差しこらやってみて下さい
フラッシュボタンを押しても照射しない	1、照射面が密着していない 2、使用する際の温度が低すぎている 3、充電が切れていて、ライトが点滅しない状態になっている	1、照射面を密着しなおして確認して下さい 2、ライトが点滅する場合は一度電源ボタンを押して下さい
自動に電源がOFFになる	本製品は5分間の使用を前提として自動的に電源がOFFになります。	電源ボタンを2秒以上長押ししてもう一度電源を入れて下さい

パッケージ内容	
本体1	操作指輪で持ち運びが便利です。
ACアダプター1	一方はプラグに差し込み、もう一方は本体のソケットに差し込んで下さい
取扱説明書1	パッケージの中に入っています。
保護眼鏡1	ご使用の際は必ず保護眼鏡を着用して下さい。
パッケージ1	衝撃に強いです。
ポーチ1	本体をしっかりと保護します。



<p><b>产品介绍</b></p> <p>多功能脱毛仪(以下简称脱毛仪)是一款创新型美容产品。脱毛仪具有脱毛、嫩肤、祛痘功能,采用智能脉冲光照射技术,它集成了光学技术在美容健康领域的多项应用,是该领域中专业、最实用的产品之一。</p> <p>使用前,请先认真阅读说明书</p> <p>脱毛仪的设计始终以客户的舒适和安全使用为宗旨,在最高质量标准下生产制造,在使用产品之前,请阅读并理解所有的说明指导和注意事项。</p> <p>脱毛仪适用人群</p> <p>脱毛仪是一种适用于男士和女士去除多余毛发的非处方仪器。</p> <p>脱毛仪适用皮肤颜色</p> <p>黑色皮肤禁止使用。          棕色皮肤请从最小档位使用,根据自己肌肤的疼痛感适应能力调高到相应档位。</p>
---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---


#### 異常を感じた時の対処方法

どんな美容方法でも一定のリスクがあります。本製品も適切に使用しなければ問題が生じる可能性があるので注意して下さい。よくある問題とその対処方法は以下の通りです。




刺すような痛みがする	体質の違いによって痛み方が異なります。もしも火傷をした時のような刺すような痛みを感じたら、照射レベルを下げて下さい。
皮膚が赤みを帯びたり少し火傷のような感じがする	通常の現象です。時間が経てば自然に消えていきます。アロマジエルや冷たいタオルで部位を冷やせば、症状が和らぎます。
揚げた匂いがする	通常の現象です。使用する前にムダ毛をきれいに削っていなかったことが原因だと考えられます。使用の前にきれいにムダ毛を剃るようして下さい。

よくある問題とその対処方法		
現象	考えられる原因	対処方法
ディスプレイが表示されない	1、電源の少ない状態で使用中 2、電源ボタンを長押ししていません	電源ボタンを押し少し力をいれて下さい 電源ボタンを押し少し力をいれて2秒以上長押しして下さい
電源が入らない	接触不良。	コードを一度全部取り外し、もう一度差しこらやってみて下さい
フラッシュボタンを押しても照射しない	1、照射面が密着していない 2、使用する際の温度が低すぎている 3、充電が切れていて、ライトが点滅しない状態になっている	1、照射面を密着しなおして確認して下さい 2、ライトが点滅する場合は一度電源ボタンを押して下さい
自動に電源がOFFになる	本製品は5分間の使用を前提として自動的に電源がOFFになります。	電源ボタンを2秒以上長押ししてもう一度電源を入れて下さい

8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	----	----	----	----	----	----



#### 使用できる部位



8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	----	----	----	----	----	----

#### よくある質問

**Q：毎回脱毛する前にムダ毛を剃らないといけないのですか？**  
 A：毎回剃る必要はありません。一番最初はムダ毛を剃る必要がありますが、以降はムダ毛が5ミリ以内になったら、脱毛効果に影響が出る場合にもう一度ムダ毛を剃って下さい。

**Q：照射をした後、すぐにムダ毛が抜けませんし、何の変化もありません。どうしてですか？**  
 A：この製品は永久脱毛のための製品です。一定の期間使用すれば永久脱毛は実現しません。最初は体毛の成長を止め、体毛の再生速度を遅くし、そして継続的に使用するることによって体毛の成長が止まり、永久脱毛が実現します。


**Q：何回も使いましたが、他の人に出て効果がありません。何も効果がないような感じがします。どうしてですか？**  
 A：人によって体質が異なります。ムダ毛の色や太さも異なります。使用部位も異なります。もちろん使用効果も使用サイクルも異なります。照射面に書かれている数値はあくまで平均値です。体質などの違いで、使用効果も使用サイクルも異なります。二ヵ月以上使用しても効果なかった場合はサービスセンターまでご連絡下さい。

**Q：どの照射レベルが一番効果がありますか？**  
 A：人によって異なります。体質、肌色、肌色が濃い人ほど、照射レベルは低くなります。よって効果は異なります。まずは最低レベルから始め、徐々にレベルを上げて下さい。レベルが高くなるほど照射エネルギーも大きくなり、はっきりした効果が出やすくなります。レベルが低いレベルが最初と照射エネルギーは小さくなり、効果は少ないです。  
 注：まず最初に小範囲の部位(口〜3回のテストフラッシュ(試験照射)をして下さい。次に日にテストした部位に真黄がなければ、広い範囲に脱毛を行って下さい。

**Q：照射する痛みがありますか？**  
 A：脱毛器を使用する過程でメラニン色素が光に反応し、熱が発生します。そのため、わずかな痛みを感じます。また、肌質によって痛みの程度も異なります。お客様の状況に応じて照射レベルを調整して下さい。

**Q：どの部位のムダ毛を剃ればいいのですか？**  
 A：わき毛、ビキニラインや膝の下などの太いムダ毛は使用前にきれいに削って下さい。以下の二つがお勧めのムダ毛の剃り方です。  
 a.シェービングクリームまたはリンスで皮膚を湿らせてから削って下さい。  
 b.濡かいタオルで乾る部位を数分間温めてから削って下さい。

**Q：使用後に肌が匂いがします？**  
 A：通常の現象です。使用の過程でメラニン色素が光に反応し熱が発生します。そのため焦げたような匂いがします。特にムダ毛をきれいに削っていないかった場合、焦げた匂いがしやすいです。  
**Q：臭いで脱毛したいので、毎日使用しても大丈夫ですか？**  
 A：毎日のご使用はお勧めしません。体毛には成長サイクルがあります。正しい使用方法でご使用下さい。1ヵ月目は3〜5日に1回使用して下さい。体毛の成長速度が遅くなり、効果はゆっくり表れたら徐々に使用回数を減らして下さい。



#### よくある質問

**Q：使用後に肌が匂いがします？**  
 A：通常の現象です。使用の過程でメラニン色素が光に反応し熱が発生します。そのため焦げたような匂いがします。特にムダ毛をきれいに削っていないかった場合、焦げた匂いがしやすいです。  
**Q：臭いで脱毛したいので、毎日使用しても大丈夫ですか？**  
 A：毎日のご使用はお勧めしません。体毛には成長サイクルがあります。正しい使用方法でご使用下さい。1ヵ月目は3〜5日に1回使用して下さい。体毛の成長速度が遅くなり、効果はゆっくり表れたら徐々に使用回数を減らして下さい。


**Q：何回も使いましたが、他の人に出て効果がありません。何も効果がないような感じがします。どうしてですか？**  
 A：人によって体質が異なります。ムダ毛の色や太さも異なります。使用部位も異なります。もちろん使用効果も使用サイクルも異なります。照射面に書かれている数値はあくまで平均値です。体質などの違いで、使用効果も使用サイクルも異なります。二ヵ月以上使用しても効果なかった場合はサービスセンターまでご連絡下さい。

**Q：どの照射レベルが一番効果がありますか？**  
 A：人によって異なります。体質、肌色、肌色が濃い人ほど、照射レベルは低くなります。よって効果は異なります。まずは最低レベルから始め、徐々にレベルを上げて下さい。レベルが高くなるほど照射エネルギーも大きくなり、はっきりした効果が出やすくなります。レベルが低いレベルが最初と照射エネルギーは小さくなり、効果は少ないです。  
 注：まず最初に小範囲の部位(口〜3回のテストフラッシュ(試験照射)をして下さい。次に日にテストした部位に真黄がなければ、広い範囲に脱毛を行って下さい。

**Q：照射する痛みがありますか？**  
 A：脱毛器を使用する過程でメラニン色素が光に反応し、熱が発生します。そのため、わずかな痛みを感じます。また、肌質によって痛みの程度も異なります。お客様の状況に応じて照射レベルを調整して下さい。

**Q：どの部位のムダ毛を剃ればいいのですか？**  
 A：わき毛、ビキニラインや膝の下などの太いムダ毛は使用前にきれいに削って下さい。以下の二つがお勧めのムダ毛の剃り方です。  
 a.シェービングクリームまたはリンスで皮膚を湿らせてから削って下さい。  
 b.濡かいタオルで乾る部位を数分間温めてから削って下さい。

**Q：使用後に肌が匂いがします？**  
 A：通常の現象です。使用の過程でメラニン色素が光に反応し熱が発生します。そのため焦げたような匂いがします。特にムダ毛をきれいに削っていないかった場合、焦げた匂いがしやすいです。  
**Q：臭いで脱毛したいので、毎日使用しても大丈夫ですか？**  
 A：毎日のご使用はお勧めしません。体毛には成長サイクルがあります。正しい使用方法でご使用下さい。1ヵ月目は3〜5日に1回使用して下さい。体毛の成長速度が遅くなり、効果はゆっくり表れたら徐々に使用回数を減らして下さい。



<p><b>規格参数</b></p> <table border="1"> <tr> <td>光源类型</td> <td>智能脉冲光</td> <td>电源</td> <td>100-240伏, 50-60Hz、48W</td> </tr> <tr> <td>出光面积</td> <td>4平方厘米</td> <td>控制面板</td> <td>凸感按钮+触摸按钮</td> </tr> <tr> <td>主机尺寸</td> <td>203*66*42mm</td> <td>包装尺寸</td> <td>256*256*51mm</td> </tr> <tr> <td>总重量</td> <td>1.1Kg</td> <td>工作环境</td> <td>温度:20-60℃;相对湿度:20-90% 无粉尘环境</td> </tr> <tr> <td>主机重量</td> <td>0.3Kg</td> <td>主机质量</td> <td>主机保修一年</td> </tr> </table>	光源类型	智能脉冲光	电源	100-240伏, 50-60Hz、48W	出光面积	4平方厘米	控制面板	凸感按钮+触摸按钮	主机尺寸	203*66*42mm	包装尺寸	256*256*51mm	总重量	1.1Kg	工作环境	温度:20-60℃;相对湿度:20-90% 无粉尘环境	主机重量	0.3Kg	主机质量	主机保修一年
光源类型	智能脉冲光	电源	100-240伏, 50-60Hz、48W																	
出光面积	4平方厘米	控制面板	凸感按钮+触摸按钮																	
主机尺寸	203*66*42mm	包装尺寸	256*256*51mm																	
总重量	1.1Kg	工作环境	温度:20-60℃;相对湿度:20-90% 无粉尘环境																	
主机重量	0.3Kg	主机质量	主机保修一年																	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---